

PRISM Elite Cushion

Installation and Operating Instructions

NOTE: Check all parts for shipping damages before using. In case of damage, do NOT use the equipment. Contact the Equipment Supplier for further instructions.

WARNING

DO NOT install this equipment without first reading and understanding this instruction booklet. If you are unable to understand these instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

NOTICE

Information contained within this document is subject to change without notice.

IMPORTANT

The Prism Elite Cushion is NOT designed for use in the treatment of pressure sores, or for those individuals at risk of developing pressure sores. Your Therapist and/or Physician should be notified if you have any questions regarding pressure relief etc.

ATTACHING THE PRISM ELITE CUSHION TO SEATING SURFACE

The Prism Elite Cushion attaches to the wheelchair-seating surface through the use of hook loop fastening straps.

1. If the wheelchair has loop attachment strips, verify that the double-sided hook strips are securely attached to the loop attachment strips on the bottom of the cushion.
2. Align the front edge of the cushion with the front edge of the seating surface. NOTE: The zipper is located on the rear of the cushion.
3. Secure the cushion on the seating surface; making sure that the hook is securely attached to the strips of loop on the cushion cover and the chair.
4. If the wheelchair has hook attachment strips, remove the double-sided hook strips from the cushion.
5. Continue with Steps 2 & 3.

MAINTENANCE - Cleaning Instructions

Foam

DO NOT immerse the Prism Elite Cushion in water, instead, it should be wiped down with a slightly dampened cloth. If the foam becomes contaminated due to incontinence, it SHOULD be replaced.

Cover

USE mild detergent and machine-wash cold using gentle cycle. DO NOT USE fabric softeners or bleach. Low tumble dry or air dry ONLY.

The cover is designed to protect the foam against a user's incontinence and to provide fire retardancy, so the Prism Elite Cushion must not be used without its cover. If the cover is torn, it must be replaced.

WARRANTY

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

Future Mobility Healthcare Inc. warrants this seating product to be free from defects in materials and workmanship for two (2) years on cushions and 90 days on covers upon normal usage by original purchaser. If within this warranty period the product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Future Mobility Healthcare Inc. discretion. Future Mobility Healthcare Inc. sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to the repair and/or replacement of the product or its parts. This warranty does not include any labour or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any product.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Future Healthcare Inc. product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Future Mobility Healthcare Inc. at 3223 Orlando Drive, Mississauga, Ontario, L4V 1C5. Provide the dealer's name, address, model number, date of purchase and indicate the nature of the defect.

DO NOT return products to Future Mobility Healthcare Inc. our prior consent. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection within thirty (30) days of the return authorization date. (Future Mobility Healthcare Inc. will issue a return authorization number). Please prepay all shipping charges; C.O.D. shipments will be refused.

LIMITATIONS and EXCLUSIONS: This warranty shall not apply to problems arising from normal wear or failure to adhere to the enclosed instructions. Products subjected to negligence, accident, improper usage, maintenance or storage; or products modified without Future Mobility Healthcare Inc. written consent including, but not limited to : modification through the use of any unauthorized parts or attachments; products damaged by reason or repairs made to any component without the specific consent of Future Mobility Healthcare Inc., or products repaired by anyone other than a Future Mobility Healthcare Inc. dealer. Such evaluation shall be determined by Future Mobility Healthcare Inc..

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other expressed warranties. It shall not extend beyond the duration of the expressed warranty provided herein and the remedy for violations of any implied warranty shall be limited to repair or replacement of the defective product pursuant to the terms contained herein. Future Mobility Healthcare Inc. shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever.

This warranty shall be extended to comply with all provincial laws and requirements.

Cut below this line

Warranty Registration Form

To validate your Future Mobility HealthCare warranty, please complete the below form and return it the address at the end of this form. Visit online at www.futuremobility.ca for more Future Mobility Products.

Name: _____
Street Address: _____
City/Country/Postal Code: _____
Telephone: _____
Purchased Date: _____
Purchased From (Dealer Name and Address): _____
Product Purchased: _____
Serial Number: _____

Print and Mail it to:

Future Mobility Healthcare Products
3223 Orlando Drive
Mississauga, Ontario, L4V 1C5
Fax: 905-671-3377

Cut above this line

CANADA

Future Mobility Healthcare Inc.
3223 Orlando Drive
Mississauga, ON L4V 1C5
Tel: 905 671-1661 –Toll Free: 1 888 737-4011
Fax: 905 671-3377
Toll Free Fax: 1-866-670-3377
e-mail: customerservice@futureamobility.ca
www.futuremobility.ca



USA

Future Mobility Products US LLC
1 Buffalo River Place
Buffalo, NY, 14210
Tel: 716-783-9130 –Toll Free 1-855-938-898873
Fax: 716-783-9236
Toll Free Fax: 1-866-670-3377
e-mail: customerservice@futuremobility.com
www.futuremobility.com



NOTE: Examinez toutes les pièces avant l'utilisation. En cas de dommages lors de l'expédition, ne pas utiliser le matériel. Contactez le fournisseur d'équipement pour des instructions supplémentaires.

ATTENTION

N'INSTALLEZ PAS cet équipement sans premièrement lire et comprendre ce livret d'instructions. Si vous ne comprenez pas les instructions, contactez un professionnel de la santé, un concessionnaire ou un personnel technique avant d'essayer d'installer ce matériel - autrement, des blessures ou dommages pourraient survenir.

AVIS

L'information contenue dans ce document est sujette à modification sans préavis.

IMPORTANT

Le coussin Prism Elite n'est pas conçu pour utiliser dans le traitement des escarres, ou pour les personnes à risques de développer des escarres. Votre thérapeute et / ou médecin doit être informés. Si vous avez des questions concernant le soulagement de point de pression etc.

INSTALLATION DU COUSSIN PRISM ELITE À LA SURFACE D'APPUI

Le coussin Prism Elite s'attache à l'assise du fauteuil roulant à l'aide de sangles de fixation à boucle et crochets.

1. Si le fauteuil roulant est équipé de sangles de fixations à boucle, vérifiez que les crochets à face double des sangles sont solidement fixés aux sangles de fixation à boucle sur la partie inférieure du coussin.
2. Alignez le bord du coussin avec le bord avant de la surface d'assise. NOTE : La fermeture éclair est située à l'arrière du coussin.
3. Fixez le coussin sur la surface d'assise ; faire en sorte que le crochet est solidement attaché aux boucles de sangle de la housse du coussin et au fauteuil.
4. Si le fauteuil à des sangles de fixation à crochet, retirer les sangles à crochet double face du coussin.
5. Continuez avec les étapes 2 et 3.

ENTRETIEN-Instructions de nettoyage

Mousse

NE PAS plonger le coussin Prism Elite dans l'eau, au lieu, il doit être essuyé avec un chiffon légèrement humide. Si la mousse devient contaminée en raison d'incontinence, le coussin doit être remplacé.

Housse

UTILISEZ un détergent doux et laver à la machine à L'eau froide au cycle délicat. NE PAS utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel. Sécher à faible intensité ou à air SEULEMENT

La housse est conçue pour protéger la mousse contre l'incontinence d'un utilisateur et de fournir un pouvoir retardateur de feu, alors le coussin the Prism Elite ne doit pas être utilisé sans la housse qui le recouvre. Si la housse est déchirée, elle DOIT être remplacée.

GARANTIE

Cette garantie est destinée uniquement à l'acheteur original/usager de nos produits.

Future Mobility Healthcare Inc. garantit ce coussin de siège exempt de défauts de matériel et de fabrication pour une période de deux (2 ans) sur les coussins et de 90 jours sur les housses cela pour un usage normal par l'acheteur initial. Si au cours de cette période de garantie le produit s'avère défectueux, le tel produit sera réparé ou remplacé, à la discrétion de Future Mobility Healthcare Inc. La responsabilité unique de Future Mobility Healthcare Inc. et votre recours exclusif sous cette garantie seront limités au dépannage et/ou au remplacement du produit ou de ses pièces. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'œuvre ou de transport encourus dans l'installation de pièce de rechange ou le dépannage de tout produit.

Pour le service de garantie, veuillez contacter le concessionnaire où vous avez acheté votre produit Future Mobility Healthcare Inc. Si vous deviez ne pas recevoir un service satisfaisant de garantie, prière de nous écrire à Future Mobility Healthcare Inc. 3223 Orlando Drive, Mississauga, Ontario, L4V 1C5. Fournissez le nom du concessionnaire, l'adresse, le numéro de modèle, la date d'achat et indiquer la nature de la défectuosité.

NE RETOURNER PAS les produits à Future Mobility Healthcare Inc. sans notre accord préalable. L'unité défectueuse ou les pièces doivent être retournées pour l'inspection de garantie dans les trente (30) jours de la date d'autorisation de renvoi. (Future Mobility Healthcare Inc. émettra un numéro d'autorisation de renvoi). Veuillez prépayer tous les frais de transport ; les expéditions contre remboursement seront refusées.

LIMITATIONS and EXCLUSIONS: Cette garantie ne s'appliquera pas aux problèmes surgissant à partir d'usure ou du manque d'adhérer aux instructions ci-jointes. Les produits soumis à la négligence, accident, mauvais usage, entretien ou rangement inappropriés, ou les produits modifiés sans accord écrit de Future Mobility Healthcare Inc. comprenant, mais non limités à : modification par l'utilisation de toutes pièces ou pièces d'assemblage non autorisées ; produits endommagés par raison ou réparation faite à tout composant sans consentement de Future Mobility Healthcare Inc., ou produits réparés par n'importe qui autre qu'un concessionnaire de produits Future Mobility. Une telle évaluation sera déterminée par Future Mobility Healthcare Inc.

Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée. Elle ne dépassera pas la durée de la garantie exprimée dans la présente et le recours pour violations de toute garantie tacite sera limité à la réparation ou remplacement du produit défectueux conformément aux conditions contenues dans la présente. Future Mobility Healthcare Inc. ne sera pas responsable d'aucun dommage matériel ou dommages d 'accessoires quel qu'il soit.

Cette garantie être conforme à toutes les lois et conditions provinciales.

Formulaire d'enregistrement de la Garantie

Pour valider votre Garantie avec Future Mobility Healthcare, s'il vous plaît compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à l'adresse à la fin de ce formulaire. Visitez en ligne www.futuremobility.ca pour plus de produits Future Mobility.

Nom: _____
Adresse: _____
Ville/Pays/Code Postal: _____
Téléphone: _____
Date d'achat: _____
Acheté chez (Nom et adresse du détaillant): _____
Produit acheté: _____
Numéro de série: _____

Imprimer et envoyer par courrier à:
Future Mobility Healthcare Products
3223 Orlando Drive
Mississauga, Ontario, L4V 1C5
Fax: 905-671-3377

Couper au- dessus de cette ligne pointillée

CANADA

Future Mobility Healthcare Inc.
3223 Orlando Drive
Mississauga, ON L4V 1C5
Tel: 905 671-1661 –Sans frais: 1 888 737-4011
Télécopieur: 905 671-3377
Télécopieur sans frais: 1-866-670-3377
Courriel: customerservice@futureamobility.ca
www.futuremobility.ca



USA

Future Mobility Products US LLC
1 Buffalo River Place
Buffalo, NY, 14210
Tel: 716-783-9130 –Sans frais 1-855-938-898873
Télécopieur: 716-783-9236
Télécopieur sans frais: 1-866-670-3377
Courriel: customerservice@futuremobility.com
www.futuremobility.com

